

## Cách đo nhiệt độ kinh lạc

### 1. Nguyên tắc chung

Nếu đo để chẩn đoán bệnh phải để người bệnh nghỉ ngơi thoải mái 10 phút trước khi đo thì số đo mới thể hiện chính xác tình trạng công năng của tạng phủ. Nếu đo để theo dõi thí nghiệm thì đo ở đối tượng ngay trước và sau khi thí nghiệm, số đo mới thể hiện đúng kết quả của thí nghiệm.

### 2. Những huyệt cần đo

#### a. Ở tay (chi trên), cả hai tay

- Kinh tiêu trường: *Thiéu trạch*.
- Kinh tâm: *Thiéu xung*.
- Kinh tam tiêu: *Quan xung*.
- Kinh tâm bào: *Trung xung*.
- Kinh đại trường: *Thuong dương*.
- Kinh phế: *Thiéu dương*.


#### b. Ở chân (chi dưới), cả hai chân

- Kinh bàng quang: *Chí âm*.
- Kinh thận: *Nội chí âm*.
- Kinh đầm: *Khiếu âm*.
- Kinh vị: *Lệ đào*.
- Kinh can: *Đại đôn*.
- Kinh tỳ:  *Ân bạch*.

#### c. Xác định lại các vị trí huyệt

Trong số 12 huyệt trên, có 4 huyệt mà vị trí được đổi đi cho thống nhất về tổ chức học, giải phẫu học, do đó mà thống nhất được cơ sở vật chất của huyệt vị. Các huyệt đó là:

- *Trung xung*, vốn ở chính giữa đầu nhọn ngón tay giữa, cách móng tay hơn một phần-third, nay đổi sang cách cạnh ngoài gốc móng ngón giữa một phần-third, ở phía áp ngón nhẫn.



**Hình 143.** Tên và vị trí các tinh huyệt cần đo trên đầu ngón tay và ngón chân

- *Nội chí âm*, thay cho huyệt *Dũng tuyền*, noi đo là cách cạnh trong gốc móng ngón út một phân, ở phía áp ngón chân thứ 4, đối chiều với huyệt *Chí âm*.

d. Huyệt *Ăn bạch* và *Đại đôn* vốn ở chính giữa phía sau gốc móng ngón chân cái hơn một phân, lại sang hai bên hơn một phân, chỗ có chùm lông trước khớp đốt, ngón, nay đo sang cạnh trong và cạnh ngoài gốc móng ngón cái, cách gốc móng hơn một phân.

### 3. Trình tự đo

a. *Từ trên xuống dưới*: Túc là đo ở tay trước, đo chân sau.

b. *Từ ngoài vào trong*: Ở tay thì đo từ kinh tiêu trường, qua tâm, tam tiêu, tâm bào, trường, phế; ở chân thì từ kinh bàng quang, qua thận, đầm, vị, can, tỳ. đại

c. *Từ trái sang phải*: Túc là từng kinh, thì đo sau, đo huyệt bên trái trước huyệt bên phải hoặc đo cả tay trái trước, tay phải sau, chân trái trước, chân phải sau cũng được.

### 4. Tư thế tay, chân để đo

- Khi đo ở tay thì úp nhẹ hai bàn tay xuống trước mặt các ngón xoè ra, hai bàn tay cách nhau 10cm.
- Khi đo ở chân thì để hai bàn chân cách nhau 10cm, bàn chân đặt bằng phẳng, thoải mái.

5. Những điểm đo đầu tiên phải để lâu chừng 2-3 phút là thời gian chờ máy nóng, số đo mới là số đúng.